

FILTRO A BARRIERA PER ACQUA E POLVERE QT01140-K

- Water/Dust Trap:
 - Must be attached to the Sample Port on the front of the instrument as well as between the connection from the SivRite-4 Bottle and the Air Intake port on the back of the instrument.



Il filtro QT01140-K o altro equivalente (da 0,4 μ) deve essere collocato all'ingresso dell'aria di trasporto sul retro dello strumento così come all'ingresso del campione sul frontale dello strumento. L'uso del filtro impedisce l'ingresso nello strumento delle polveri sottili derivanti dall'esaurimento degli essiccanti come la SivRite e la Drierite.

Il filtro a barriera deve essere sostituito almeno ogni 6 mesi o quando diventa scuro o manifesta difficoltà al passaggio dell'aria.

SI PREGA PORRE ATTENZIONE ALLE NUOVE COORDINATE BANCARIE!